

# MGI、IlluminaのNGSデータ解析を超高高速化！



## NGS解析サーバーシステム

# WASAI Lightning™


## 無料解析トライアル受付中

2021年3月19日受付分まで

### WASAI Lightning™で時間とコストを削減しませんか？

- 解析無制限** : 買取式の解析サーバー 年間の解析データ量制限なし
- 時間・コスト削減** : FPGAを用いたマッピング・変異検出 解析時間を80%削減
- 解析精度も確保** : BWA & GATK4解析を超高高速化、しかし、解析精度は犠牲にされていません
- コマンドライン不要** : WASAI-Lightning™ Managerでウェブブラウザから解析実行、結果閲覧が可能
- WGSとWES双方OK** : Whole Genome Sequence(WGS)とWhole Exome Sequence(WES)に対応

### WASAI Lightning™ Bio-IT Platform



### 無料解析トライアル条件

- 対応シーケンサー : Illumina社各機器、MGI DNBSEQ-G400
  - 対応生物種 : **ヒト (hg38またはhg19 レファレンスのみ)**
  - データ形式 : fastq.gzファイル (gz圧縮をしたfastqファイル)
  - データ数上限 : 3データ
- \* 上記データを弊社までお送り頂くことで弊社で解析を行い、以下のデータをご提供します
- トライアル解析結果 : vcfファイル、sorted bamファイルを弊社よりご提供
  - 解析結果のインタビューにご了承頂くこと (Web会議等にて)

※本トライアルでご提供頂いたお客様のデータおよび解析結果は、HDD返送後10日以内に削除いたします。

### 無料解析トライアルお申込み

▶▶ [http://www2.digital-biology.co.jp/WASAI\\_Free\\_Trial](http://www2.digital-biology.co.jp/WASAI_Free_Trial)

お問合せ先

**トミーデジタルバイオロジー株式会社**

Phone: 03-6240-0843

email: [support@digital-biology.co.jp](mailto:support@digital-biology.co.jp)

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17

日本生命春日駅前ビル 3階

製品概要

<http://www.digital-biology.co.jp/allianced/products/wasai/>

製造元 : 台湾 WASAI Technology, Inc.